

Beställning av larm, arbetsteknisk / utrustning. Ej MDR-godkända.

<https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/foreskrifter-ochhandbocker/hslf-fs-202152/>

Debitering för installation / service tillkommer. Ej möjligt att koppla till befintliga larm som ej installerats av Sodexo.

Sodexo Hjälpmedelsservice
Vimarkagatan 9
582 54 Linköping

Datum	Ärendenummer (fylls i av Sodexo)
-------	----------------------------------

Beställare

Namn	Titel
Adress	Kundnummer
Postnummer	Ort
Telefonnummer	E-postadress

Kontaktperson / ansvarig / leveransadress

Namn	Relation
Adress	
Postnummer	Ort
Telefonnummer	E-postadress

Denna beställning avser

☐	Projektering / rådgivning inför val av larm <i>(när man är osäker på vad som behövs)</i>
☐	Beställning och direktleverans, ingen rådgivning eller installationshjälp behövs
☐	Beställning med installation på plats av tekniker <i>(när man är säker på vad som behövs)</i>
☐	Inventering / genomgång av befintligt larmsystem

Funktionsnedsättning / diagnos / behov

--

Målsättning, vad ska larmet ge utslag på?

	Ljud , medvetet eller som uppstår vid EP-anfall
	Dörr , någon öppnar dörr eller skåp
	Rörelse , någon rör sig inom ett bestämt område
	Epilepsi , anfall med skakningar
	Manuellt , t ex tryck på en knapp

Vem ska vara mottagare av larmet? Portabel eller fast mottagare?

--

Var ska larmet installeras? Rumsnummer, namn, initialer.

--

Vilka närvarar vid eventuell installation?

--

Vid EP-larm, vilken typ av anfall har brukaren?

--

Vilka delar av kroppen är involverade vid anfall? Hur länge pågår det?

--

Hur ofta kommer anfallen? När på dygnet?

--

Finns det något befintligt larmsystem?

Ange **vad** som finns, **antal** och **hur** det är ihopkopplat. Det är ej möjligt att koppla våra larm till andra leverantörers system.

--

Inför installation

OBS! Vid installation av EP-larm i säng behövs en ungefärlig brukarvikt för inställning av korrekt känslighet.

Tänk igenom en lämplig placering av larmet med tanke på lätt åtkomst för funktionskontroll, batteribyte och andra åtgärder.

Gör platsen tillgänglig vid installation, framför allt EP-larm i säng kräver god access runt och under sängen.

Se till att det finns tillgängliga vägguttag eller grendosor för inkoppling av komponenter som kräver nätanslutning.

Ska larm användas i vårdsäng, tänk igenom vilka sängfunktioner som används för att minimera risken för skador på sensor och kablage.

Sängmonterat larm med sensor får ej användas tillsammans med luftväxlande madrass.

Sodexo utför inte fast installation av komponenter på väggar, tak eller annat. Önskas detta får fastighetsansvarig själv se till att det utförs på ett korrekt sätt efter konsultation med Sodexo.